Product Information

全てのお客様のために
直販のブランド
Full-Steri

大腸菌・大腸菌群同時検出用　EZ4U 液体培地

～クリアな試験管で見やすい！調整済み培地です！～

ご使用方法

■液体の検体または希釈した検体1ml を EZ4U 液体培地に滴下してください。

■35℃で 24 時間培養します。

判定方法

■大腸菌群：培地が青緑色に変色すれば陽性と判断できます。

■E.coli：紫外線(365nm)の下で明るい青色に蛍光発色すれば陽性と判定できます。確定するためには、インドール試 薬 を EZ4U 液体培地に添加後、2 分以内に試薬層が赤色に変色すれば、陽性と判断できます。インドール試薬は弊社にて別途販売しております。



特 徴

■大腸菌群及び大腸菌を同時に検出用

■自家調製不要ですぐに検査で使用可能

■自立式の容器の為、両手作業時に便利

■滅菌済み製品

■特定気質酵素法に準拠
※Xgal-MUG 培地に相当します

■ 製品仕様

品　番	3201053-12041	3201053-12141
入　数	240 本(40 本×6 箱)	120 本(40 本×3 箱)
価　格	お問い合わせ下さい。	
本体サイズ	試験管 1.8cm(直径)×10cm スクリューキャップ付	
材　質	本体(試験管)：ポリプロピレン　キャップ：ポリエチレン	
容　量	10ml/本	
使用期限	製造日より 6 ヵ月	
保存方法	常温保存	
送　料	弊社負担	

60 本でのお取り扱いもございます。
サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために
直販のブランド
Full-Steri
ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ
TEL0120-812-880　FAX0120-82-4929

株式会社 アテクト
滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1
TEL　0748-20-3535
FAX　0748-25-7171
URL　http://www.atect.co.jp/
E-mail　info-bio@atect.co.jp

アテクト 液体培地　検索