Product Information

全てのお客様のために
直販のブランド
Full-Steri

大腸菌群検査用　LB 液体培地

～クリアな試験管で見やすい！ダーラム管入り調製済み培地～

使用方法

1、10倍･100倍･1000倍の希釈検体をご用意ください。
2、キャップをあける前に、本品を傾けるなどしてダーラム管の中から気泡を除いてください。
3、キャップをあけ、各倍率の希釈した検体1ml をそれぞれ3本(計9本)の LB 液体培地に滴下してください。
4、再びキャップをして、34℃～36℃で22～26時間培養します。
5、ダーラム管の中に気泡が見られた場合に、陽性と判断できます。

■検出可能な菌　:糞便系大腸菌群
■培養条件　　:34℃～36℃　22～26時間
■判　　定　　:ダーラム管に気泡有で陽性



特　徴

■大腸菌群用培地
■自家調製不要ですぐに検査で使用可能
■自立式の容器の為、両手作業時に便利
■滅菌済み製品
■食用氷雪、清涼飲料水、海水用水など栄養分の少ない食品に使用可能

■　製品仕様

品　　番	3201053－12043	3201053－12143
入　　数	240本(40本×6箱)	120本(40本×3箱)
価　　格	お問い合わせください。	
本体サイズ	試験管1.8cm(直径)×10cm　スクリューキャップ付	
材　　質	本体(試験管):ポリプロピレン　キャップ:ポリエチレン ダーラム管:ポリカーボネート	
容　　量	10ml/本	
使用期限	製造日より9ヵ月	
保存方法	常温保存	
送　　料	弊社負担	

60 本でのお取り扱いもございます。
サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために
直販のブランド
Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ
TEL0120-812-880　FAX0120-82-4929

アテクト　液体培地　検索

株式会社 アテクト
滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1
TEL　0748-20-3535
FAX　0748-25-7171
URL　http://www.atect.co.jp/
E-mail　info-bio@atect.co.jp