Product Information

全てのお客様のために
直販のブランド
Full-Steri

混釈培養液 湯せん培地

～耐熱容器に分注された調整済培地のご案内～

- 培地調製の必要がございません。
- 湯せんをするだけで簡単に培地が作製できます。
- 短時間にて、培地を溶解できます。
- ご希望のお客様にメーカー保証の試験成績書をお付けいたします。



ご使用方法

① 培地または、ボトルの全体がつかる水をご用意下さい。

② 蓋を緩めないで培地または、ボトルを水に立ててつけて下さい。

③ 液状になるまで約15分、湯せんして下さい。

④ 培地または、ボトル全体が液状になりましたら、お湯から取り出し培地温度を約50℃に下げてください。

⑤ あらかじめ検体を入れてあるシャーレに約20ml分注し、混釈培養をします。

製品仕様

品　名	一般生菌用 標準寒天培地		大腸菌群用 デソキシコレート寒天培地	
品　番	055－11010	055－12011	055－11012	055－12012
入　数	100本	20本	100本	20本
容　量	100ml	500ml	100ml	500ml
価　格	別途お問い合わせくださいませ	別途お問い合わせくださいませ	別途お問い合わせくださいませ	別途お問い合わせくださいませ
材　質	本体およびキャップ：ポリプロピレン			
使用期限	製造日より3ヶ月	製造日より6ヶ月		
保存方法	冷蔵保存（4℃～8℃）			
送　料	弊社負担			

その他ご希望の数量及び組成にて培地の製造も承ります。
サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために
直販のブランド
Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120－82－4929

株式会社 アテクト
滋賀県東近江市上羽田町 3275-1
TEL 0748-20-3535
FAX 0748-25-7171
URL https://www.atect.co.jp/
E-mail info-bio@atect.co.jp

アテクト 検査
検索