Product Information

全てのお客様のために
直販のブランド Full-Steri

日本薬局方対応

混釈培養液 湯せん培地

～耐熱容器に分注された調整済培地のご案内～

特　長

- 培地調製の必要がございません。
- 湯せんをするだけで簡単に培地が作製できます。
- 短時間にて、培地を溶解できます。
- 培地調製毎にメーカー保証の試験成績書をお付けいたします。



ご使用方法

① 培地または、ボトルの全体がつかる水をご用意下さい。
② 蓋を緩めないで培地または、ボトルを水に立ててつけて下さい。
③ 液状になるまで約 15 分、湯せんして下さい。
④ 培地または、ボトル全体が液状になりましたら、お湯から取り出し培地温度を約 50℃に下げてください。
⑤ あらかじめ検体を入れてあるシャーレに約 20ml 分注し、混釈培養をします。

製品仕様

品　名	細菌用　SCD寒天培地（局方対応）		真菌用　サブロー寒天培地（局方対応）	
品　番	055－11016D	055－12016D	055－11015D	055－12015D
入　数	100本	20本	100本	20本
容　量	100ml	500ml	100ml	500ml
価　格	別途お問い合わせくださいませ。	別途お問い合わせくださいませ	別途お問い合わせくださいませ	別途お問い合わせくださいませ
材　質	本体およびキャップ：ポリプロピレン		本体およびキャップ：ポリプロピレン	
使用期限	製造日より8カ月		製造日より8カ月	
保存方法	冷蔵保存（4℃～8℃）		冷蔵保存（4℃～8℃）	
送　料	弊社負担		弊社負担	

＊その他ご希望の数量及び組成にて培地の製造も承ります。
＊サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために
直販のブランド Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120－82－4929

アテクト　検査　検索

株式会社 アテクト
〒527-0082
滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1
TEL 0748－20－3535
FAX 0748－25－7171
URL https://www.atect.co.jp/
E-mail info-bio@atect.co.jp