

大腸菌・大腸菌群  
検査用

## LB 液体培地 EZ4U 液体培地

～クリアな試験管で見やすい！ダーラム管入り調整済み培地～

- 検出可能な菌: 大腸菌群
- 培養条件: 35±1℃ 24±2 時間
- 判定: 培地の濁りとダーラム管に気泡有で陽性
- 特徴: 培地は大腸菌群を検出する培地です。定性試験に用いられます。水など栄養価の少ない検体を検査する際に用いられます。



LB 液体培地

▼▼迅速検出ならこちら▼▼

- 検出可能な菌: 大腸菌・大腸菌群
- 培養条件: 35℃ 24 時間
- 判定: 大腸菌群: 液体が青緑色に変色※ダーラム管は入っておりません。  
大腸菌: 365nm の紫外線を照射し青色の蛍光を発色※紫外線照射には UV ランプ(別売り)が必要となります。もしくはインドール指示薬を添加した層が 2 分以内に赤色に変色  
※この検査にはインドール指示薬(別売り)が必要となります
- 特徴: 本培地は大腸菌群および大腸菌を同時検出可能な酵素基質培地です。Xgal—MUG 培地と同じ培地になります。これまでの一般的な培地は pH 変動により結果の観察を行います。



EZ4U 液体培地

## ■ 製品仕様

品番	053-12043	053-12041
品名	LB 液体培地	EZ4U 液体培地
入数	240 本	240 本

120 本・60 本でのお取り扱いもございます。  
サンプルをご用意しております。お申し付けください。

## ■ 共通仕様

本体サイズ	試験管 1.8cm(直径)×10cm スクリューキャップ付 ダーラム管 7mm(直径)×30mm
材質	本体(試験管): ポリスチレン キャップ: ポリエチレン ダーラム管: ポリカーボネート
容量	10ml/本
使用期限	製造日より 6 ヶ月
保存方法	常温保存
送料	弊社負担

全てのお客様のために  
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 液体培地

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)