

Product Information

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri


大腸菌群用

デソキシコレート寒天

～生培地(培地分注済みシャーレ)のご案内～

- 検出可能な菌: 大腸菌群
- 培養条件: 35±2℃ 18～24時間
- 判定: ピンク～赤に変色したコロニー
- 特徴:

本培地は大腸菌等を含む大腸菌群の検出培地です。大腸菌群とは「乳糖を分解して酸とガスを産出するもの」の総称です。本培地の検出は酸性の物質が出ると赤色に変色することで大腸菌群を検出します。大腸菌群の検査は、製品がどれほど人的汚染されているか確認するために実施されます。



組成

(g/L)

| | |
|---------------|--------|
| ペプトン | 10.0g |
| 乳糖 | 10.0g |
| 塩化ナトリウム | 5.0g |
| クエン酸鉄アンモニウム | 2.0g |
| デオキシコール酸ナトリウム | 1.0g |
| ニュートラルレッド | 0.033g |
| リン酸水素カリウム | 2.0g |
| 寒天 | 15.0g |

pH=7.1±0.2

アテクト 生培地

検索

製品仕様

| | | |
|------|-------------------|-----------------|
| 品番 | 053-13002 | 053-13102 |
| 品名 | 生培地デソキシコレート寒天培地 | |
| 入数 | 100枚 (10枚×10袋) | 50枚 (10枚×5袋) |
| 価格 | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 使用期限 | 製造日より3ヶ月 | |
| 保存方法 | 4℃～8℃(冷蔵保存) | |
| 送料 | 弊社負担 | |

* サンプルをご用意しております。お申しつけ下さい

* 10枚単位での販売も行っております。ご連絡下さい。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 検査

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275-1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <https://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp