


フィルター

フィルター付 ストマッカー用袋 リニューアル しました

チョット
変わりました



便利な切り口が入りました。

液面が低くても

スポイトが短くても

サンプルを吸い取るとき

ここで袋を切ると…

簡単に検液を吸い取れます。



●スポイト使用例



●マイクロピペットの使用例

12cm

株式会社 **アテクト**

滋賀県東近江市上羽田町3275番地1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp>

E-mail biosales@atect.co.jp