

緩 衝 液

～用途に合わせた調製済みの緩衝液をご用意しております～

特 徴

- 食品衛生検査指針に準拠した組成で作製しています
- 日本薬局方に準拠した組成で作製しています
- オートクレーブ滅菌済です

■ 組成

リン酸緩衝液(リン酸緩衝食塩水)	(g/L)
リン酸二水素カリウム	0.0425g
pH=7.2±0.2	
ペプトン食塩緩衝液(ペプトン食塩緩衝希釈水)	(g/L)
リン酸二水素カリウム	3.6g
リン酸水素二ナトリウム二水和物	7.2g
塩化ナトリウム	4.3g
ペプトン	1.0g
pH=7.0±0.2	
0.1%ペプトン加生理食塩水	(g/L)
ペプトン	1g
塩化ナトリウム	8.5g
pH=7.0±0.2	



■ 製品仕様

品 名	リン酸緩衝液		ペプトン食塩緩衝液		0.1%ペプトン生理食塩水	
	90ml	9ml	90ml	9ml	90ml	9ml
容 量	90ml	9ml	90ml	9ml	90ml	9ml
品 番	051-61001	051-41001	051-71001	051-42001	051-23001	051-22001
入 数	100本/箱	40本×9箱	100本/箱	360本/箱	100本/箱	360本/箱
材 質	本体:ポリプロピレン キャップ:ポリエチレン	本体:ポリスチレン キャップ:ポリエチレン	本体:ポリプロピレン キャップ:ポリエチレン	本体:ポリスチレン キャップ:ポリエチレン	本体:ポリプロピレン キャップ:ポリエチレン	本体:ポリスチレン キャップ:ポリエチレン
滅 菌	本体・キャップ:電子線滅菌 緩衝液:オートクレーブ滅菌					
保存方法	常温保存					
使用期限	製造日より6ヶ月					
送 料	弊社負担					

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 緩衝液

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp