

# 緩衝液

～用途に合わせた調製済みの緩衝液をご用意しております～

**特徴**

- 食品衛生検査指針に準拠した組成で作製しています
- 日本薬局方に準拠した組成で作製しています。
- オートクレーブ滅菌済です

**組成**

リン酸緩衝液(リン酸緩衝希釈水)	(g/L)
リン酸二水素カリウム	0.0425g
pH=7.2±0.2	
ペプトン食塩緩衝液(ペプトン食塩緩衝希釈水)	(g/L)
リン酸二水素カリウム	3.6g
リン酸水素二ナトリウム二水和物	7.2g
塩化ナトリウム	4.3g
ペプトン	1.0g
pH=7.0±0.2	
0.1%ペプトン加生理食塩水	(g/L)
ペプトン	1g
塩化ナトリウム	8.5g
pH=7.0±0.1	

<NEW 製品 リン酸緩衝液 990ml>  
○袋タイプで片手での作業が容易  
○秤量が可能な容量 990ml

※その他ご要望の組成、pH 値があれば、ご相談下さい



**製品仕様**

品名	リン酸緩衝液			ペプトン食塩緩衝液		0.1%ペプトン加生理食塩水	
	90ml	9ml	NEW 990ml	90ml	9ml	90ml	9ml
容量	90ml	9ml	NEW 990ml	90ml	9ml	90ml	9ml
品番	051-61001	051-41001	3205	051-71001	051-42001	051-23001	051-22001
入数	100 本/箱	40 本×9 箱	10 袋/箱	100 本/箱	360 本/箱	100 本/箱	360 本/箱
材質	本体:ポリプロピレン キャップ:ポリエチレン	本体:ポリスチレン キャップ:ポリエチレン	本体:PET/バリアー NY15/PET30 キャップ:ポリプロピレン	本体:ポリプロピレン キャップ:ポリエチレン	本体:ポリスチレン キャップ:ポリエチレン	本体:ポリプロピレン キャップ:ポリエチレン	本体:ポリスチレン キャップ:ポリエチレン
滅菌	緩衝液:オートクレーブ滅菌		リン酸緩衝液 990ml: 本体・キャップ: γ線滅菌	その他本体・キャップ: 電子線滅菌			
保存方法	常温保存						
使用期限	製造日より6ヶ月						
送料	弊社負担						

全てのお客様のために  
直販のブランド  
ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

Full-Steri

0120-82-4929

アテクト 緩衝液

検索

株式会社 **アテクト**  
滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1  
TEL 0748-20-3535  
FAX 0748-25-7171  
URL <http://www.atect.co.jp/>  
E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)

