

## 大容量緩衝ペプトン水

～サルモネラの前培養に～

- 検出可能な菌: サルモネラ
- 培養条件: 35°C±1°C 24±2 時間
- 判定: 培地の白濁
- 特徴: 本培地はサルモネラの推定試験を行う前培養に使用されます。選択剤は含まれておりません。

※培養後、更に前培養で「ラパポート液体培地」、本培養に「マデック寒天培地」が必要となります。



## 特徴

- 大容量で、1箱 3L×3本入りです
- 1ml あたり 1.2 円で、コスト重視のお客様にお勧めです
- オートクレーブ滅菌済で、そのままご使用いただけます

## 製品仕様

品番	3201053-15005
品名	大容量緩衝ペプトン水
入数	3本
材質	ボトル:PET キャップ:PE
容量	3リットル/本
使用期限	製造日より6ヶ月
保存	常温保存
価格	¥10,800-(@¥3,600-/本) 別途消費税
送料	弊社負担

全てのお客様のために

直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 緩衝ペプトン水

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)