


## 湯せん培地 20ml+浅型シャーレ SLE セット

～湯せん培地 100 本と浅型シャーレ 100 枚をセット販売～

## 特 徴

- 湯せん培地 1 本につきシャーレ 1 枚をご使用いただけます
- 湯せん培地が 1 本ずつの小分けされた容器に入っている使いきりタイプです
- 小分けにする作業が不要の為、雑菌汚染のリスクが抑えられます
- 転倒混和が出来る為、混釈培養よりも作業性が向上します



## ■ 製品仕様

品 番	3205			
品 名	湯せん培地 20ml+浅型シャーレ SLE			
種 類	標準寒天培地	SCD 寒天培地	SCDLP 寒天培地	サブロー寒天培地
	CP 加サブロー寒天培地	CP 加ポテトデキストロース寒天培地	R2A 寒天培地	GPLP 寒天培地
入 数	湯せん培地 20ml 100 本			
	浅型シャーレ SLE 滅菌済 100 枚			
価 格	¥ 25,000-(@ ¥ 250-)消費税別途			
サ イ ズ	湯せん培地 20ml 試験管: 29mm(直径) × 835mm			
	試験管: ポリスチレン キャップ: ポリエチレン スクリューキャップ付			
材 質	浅型シャーレ SLE 90mm × 14mm ポリスチレン			
容 量	湯せん培地 20ml/本			
保 存 方 法	湯せん培地: 冷蔵保存(4~8°C)			
送 料	弊社負担			

サンプルをご用意しております。お申しつけください。サンプルは湯せん培地 10 本とシャーレ 10 枚です。

全てのお客様のために  
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 湯せん培地

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)