

プチ生培地

～培地分注済みシャーレのご案内～

特 徴

■コスト削減

陰性及び陽性を確認する検査において
小さな生培地のご使用により、コスト削減
を実現します

■スペース確保に保管、培養中のスペースを削減する事ができ、より多くの検査を実施できます

■メンブランフィルター法にもご使用いただけます



アテクト製 プチ生培地

■ 製品一覧

品 番	品 名	菌 種	価 格
053-16001	標準寒天培地	一般生菌用	¥7,500-
053-16002	デゾキシコレート寒天培地	大腸菌群用	¥7,200-
053-16003	CP 加ポテトデキストロース寒天培地	カビ、酵母用	¥8,000-
053-16004	マデック寒天培地	サルモネラ用	¥9,700-
053-16005	TCBS 寒天培地	腸炎ビブリオ用	¥8,800-
053-16006	卵黄加マンニット食塩寒天培地	黄色ブドウ球菌用	¥9,400-

■ 製品仕様

品 名	プチ生培地
本体サイズ	直径6cm×高さ1.5cm
梱包装袋サイズ	35cm×9cm
入 数	100枚(5枚×20袋)
使用期限	製造日より3ヶ月
送 料	弊社負担
保存方法	冷蔵保存(4℃～8℃)

サンプルをご用意しております。お申しつけ下さい。

* プチ生培地は10枚毎の各種培地の取り混ぜが可能です。

例) 標準寒天培地50枚+デゾキシコレート寒天培地20枚+マデック寒天培地30枚=合計100枚(全て100枚単価)

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp

アテクト プチ生培地

検索