

緩 衝 液 (PET 容器新発売！)

～用途に合わせた調製済みの緩衝液をご用意しております～

特 徴

- 食品衛生検査指針・日本薬局方に準拠した組成で作製
- オートクレーブ滅菌済です

■ 組成

リン酸緩衝液(リン酸緩衝希釈水)		(g/L)
リン酸二水素カリウム		0.0425g
pH=7.2±0.2		
ペプトン食塩緩衝液(ペプトン食塩緩衝希釈水)		(g/L)
リン酸二水素カリウム		3.6g
リン酸水素二ナトリウム二水和物		7.2g
塩化ナトリウム		4.3g
ペプトン		1.0g
pH=7.0±0.2		
0.1%ペプトン加生理食塩水		(g/L)
ペプトン		1g
塩化ナトリウム		8.5g
pH=7.0±0.1		

<NEW 製品 リン酸緩衝液

500ml と 1000ml 登場！>

○ペットボトル容器で片手での作業が容易

○好きな使用量に小分けが可能

※その他ご要望の組成、pH 値があれば、

ご相談下さい

90ml



9ml



500ml

1000ml



■ 製品仕様

品名	リン酸緩衝液			ペプトン食塩緩衝液		0.1%ペプトン加生理食塩水	
容 量	90ml	9ml	NEW 500ml・ 1000ml	90ml	9ml	90ml	9ml
品 番	3201051-61001	3201051-41001	3205	3201051-71001	3201051-42001	3201051-23001	3201051-22001
入 数	100 本/箱	40 本×9 箱	20 本・10 本/箱	100 本/箱	360 本/箱	100 本/箱	360 本/箱
材 質	本体:ポリプロピレン キャップ:ポリエチレン	本体:ポリスチレン キャップ:ポリエチレン	本体:PET キャップ:ポリプロピレン	本体:ポリプロピレン キャップ:ポリエチレン	本体:ポリスチレン キャップ:ポリエチレン	本体:ポリプロピレン キャップ:ポリエチレン	本体:ポリスチレン キャップ:ポリエチレン
滅 菌	緩衝液:オートクレーブ滅菌		リン酸緩衝液 PET 本体・キャップ: γ線滅菌		その他本体・キャップ:電子線滅菌		
保存方法	常温保存						
使用期限	製造日より6ヶ月		製造日より1ヶ月	製造日より6ヶ月			
送 料	弊社負担						

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

アテクト 緩衝液

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp