

大容量緩衝ペプトン水

～サルモネラの前培養に～

- 用途:サルモネラ属菌の前増菌培養
黄色ブドウ球菌検査の検体の希釈等
- 培養条件(サルモネラ属菌):37℃ 22±2 時間
- 判定:培地の白濁
- 特徴:本培地はサルモネラの推定試験を行う前培養
に使用されます。選択剤は含まれておりません。

※培養後、更に前培養で「ラパポート液体培地」、本培養に「マデック寒天培地」が必要となります。



特 徴

- 大容量で、1箱 3L×3本入り
- 1ml あたり 1.2 円で、コスト重視の
お客様にお勧め
- オートクレーブ滅菌済

※ボトル(ビュレット)ディスペンサー
を装着しご使用下さい

■ 製品仕様

品 番	3201053-15005
品 名	大容量緩衝ペプトン水
入 数	3本
材 質	ボトル:PET キャップ:PE
容 量	3リットル/本
使 用 期 限	製造日より2ヶ月
保 存	常温保存
価 格	¥10,800-(@¥3,600-/本) 別途消費税
送 料	弊社負担

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929



株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp

アテクト 緩衝ペプトン水

検索