

緩衝液 (PET 容器新発売！)

～用途に合わせた調製済みの緩衝液をご用意しております～

特徴

- 食品衛生検査指針・日本薬局方に準拠した組成で作製
- オートクレーブ滅菌済です

組成

リン酸緩衝液(リン酸緩衝希釈水)	(g/L)
リン酸二水素カリウム	0.0425g
pH=7.2±0.2	
ペプトン食塩緩衝液(ペプトン食塩緩衝希釈水)	(g/L)
リン酸二水素カリウム	3.6g
リン酸水素二ナトリウム二水和物	7.2g
塩化ナトリウム	4.3g
ペプトン	1.0g
pH=7.0±0.2	
0.1%ペプトン加生理食塩水	(g/L)
ペプトン	1g
塩化ナトリウム	8.5g
pH=7.0±0.1	

<NEW 製品 リン酸緩衝液


500ml と 1000ml 登場！>

○ペットボトル容器で片手での作業が容易

○好きな使用量に小分けが可能

※その他ご要望の組成、pH 値があれば、

ご相談下さい



500ml 1000ml



製品仕様

品名	リン酸緩衝液			ペプトン食塩緩衝液		0.1%ペプトン加生理食塩水	
	90ml	9ml	NEW 500ml・1000ml	90ml	9ml	90ml	9ml
品番	3201051-61001	3201051-41001	3205	3201051-71001	3201051-42001	3201051-23001	3201051-22001
入数	100本/箱	40本×9箱	20本・10本/箱	100本/箱	360本/箱	100本/箱	360本/箱
材質	本体:ポリプロピレン キャップ:ポリエチレン	本体:ポリスチレン キャップ:ポリエチレン	本体:PET キャップ:ポリプロピレン	本体:ポリプロピレン キャップ:ポリエチレン	本体:ポリスチレン キャップ:ポリエチレン	本体:ポリプロピレン キャップ:ポリエチレン	本体:ポリスチレン キャップ:ポリエチレン
滅菌	緩衝液:オートクレーブ滅菌		リン酸緩衝液 PET 本体・キャップ:γ線滅菌	その他本体・キャップ:電子線滅菌			
保存方法	常温保存						
使用期限	製造日より6ヶ月		製造日より1ヶ月	製造日より6ヶ月			
送料	弊社負担						

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929



株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>

E-mail biosales@atect.co.jp

アテクト 緩衝液

検索