

## プチ生培地

～培地分注済みシャーレのご案内～

## 特 徴

## ■コスト削減

陰性及び陽性を確認する検査において  
小さな生培地のご使用により、コスト削減  
を実現

## ■スペースの節約

培養中のスペースを削減する事ができ、  
より多くの検査を実施できます

## ■メンブランフィルター法でもご使用可能



アテクト製 プチ生培地

## ■ 製品一覧

品 番	品 名	菌 種	価 格
3201053-16001	標準寒天培地	一般生菌用	¥7,500-
3201053-16002	デゾキシコレート寒天培地	大腸菌群用	¥7,900-
3201053-16003	CP 加ポテトデキストロース寒天培地	カビ、酵母用	¥8,000-
3201053-16004	マデック寒天培地	サルモネラ用	¥9,700-
3201053-16005	TCBS 寒天培地	腸炎ビブリオ用	¥8,800-
3201053-16006	卵黄加マンニット食塩寒天培地	黄色ブドウ球菌用	¥9,400-

## ■ 製品仕様

品 名	プチ生培地
本 体 サイズ	直径 6cm × 高さ 1.5cm
梱 包 袋 サイズ	35cm × 9cm
入 数	100 枚 (5 枚 × 20 袋)
使 用 期 限	製造日より 3 ヶ月
送 料	弊社負担
保 存 方 法	冷蔵保存 (4°C ~ 8°C)

サンプルをご用意しております。お申しつけ下さい。

\* プチ生培地は10枚毎の各種培地の取り混ぜが可能です。

例) 標準寒天培地50枚 + デゾキシコレート寒天培地20枚 + マデック寒天培地30枚 = 合計100枚 (全て100枚単価)

全てのお客様のために  
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ  
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)

アテクト プチ生培地

検索