


## 湯せん培地 20ml+浅型シャーレ SLE セット

～湯せん培地 100 本と浅型シャーレ 100 枚をセット販売～

## 特 徴

- 湯せん培地 1 本につきシャーレ 1 枚をご使用いただけます
- 湯せん培地が 1 本ずつの小分けされた容器に入っている使いきりタイプです
- 小分けにする作業が不要の為、雑菌汚染のリスクが抑えられます
- 転倒混和が出来る為、混釈培養よりも作業性が向上します



## ■ 製品仕様

品 名	湯せん培地 20ml+浅型シャーレ SLE			
品 番	055-13210	055-13216	055-13225	055-13215
種 類	標準寒天培地	SCD 寒天培地	SCDLP 寒天培地	サブロー寒天培地
品 番	055-13224	055-13213	055-13217	055-13209
種 類	CP 加サブロー寒天培地	CP 加ポテトデキストロース寒天培地	R2A 寒天培地	GPLP 寒天培地
入 数	湯せん培地 20ml 100 本			
	浅型シャーレ SLE 滅菌済 100 枚			
価 格	¥ 25,000-(@ ¥ 250-)消費税別途			
サ イ ズ	湯せん培地 20ml 試験管：29mm (直径) ×835mm 試験管・キャップ：ポリプロピレン			
材 質	浅型シャーレ SLE 90mm×14mm ポリスチレン			
容 量	湯せん培地 20ml/本			
保 存 方 法	湯せん培地：冷蔵保存(4～8℃)			
送 料	弊社負担			

サンプルをご用意しております。お申しつけください。サンプルは湯せん培地 10 本とシャーレ 10 枚です。

全てのお客様のために  
直販のブランド

Full-Steri

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ  
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

アテクト 湯せん培地 20ml

検索