Product Information

全てのお客様のために 直販のブランド

Full-Steri

大腸菌·大腸菌群 検査用

LB液体培地 EZ4U液体培地

~クリアな試験管で見やすい!ダーラム管入り調整済み培地~

◆ 検出可能な菌:大腸菌群

◆ 判 定: 培地の濁りとダーラム管に気泡有で陽性

◆ 特 徴:

LB液体培地

EZ4U液体培地

本培地は大腸菌群を検出する培地です。

定性試験に用いられます。

水など栄養価の少ない検体を検査する際に用いられます。



▼▼迅速検出ならこちら▼▼

- ◆ 検出可能な菌:大腸菌・大腸菌群
- ◆ 培養条件:35℃24時間
- ◆ 判 定:

大腸菌群:液体が青緑色に変色

※ダーラム管は入っておりません。

大腸菌:365nmの紫外線を照射し青色の蛍光を発色

※紫外線照射にはUVランプ(別売り)が必要となります。

もしくはインドール指示薬を添加した層が2分以内に赤色に変色

※この検査にはインドール指示薬(別売り)が必要となります

特 徵

本培地は大腸菌群および大腸菌を同時検出可能な酵素基質培地です。

Xgal—MUG培地と同じ培地になります。

これまでの一般的な培地はpH変動により結果の観察を行います。



○ 製品仕様

	品	番	053-12043	053-12041	
	品	名	LB液体培地	EZ4U液体培地	
	入	数	240本	240本	
			¥ 27,600-	¥ 27,600-	
	価	格	(1本あたり@115-)	(1本あたり@115-)	
			別途消費税	別途消費税	

- *120本・60本でのお取り扱いもございます。
- *サンプルをご用意しております。お申しつけください。

▼共通仕様

本体サイズ	試験管1.8cm(直径)×10cm スクリューキャップ付 ダーラム管7mm(直径)×30mm
材質	本体(試験管): ポリプロピレン キャップ: ポリエチレン ダーラム管: ポリカーボネート
容 量	10ml/本
使用期限	製造日より6ヵ月
保存方法	常温保存
送 料	弊社負担

全てのお客様のために

直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 検査

株式会社アテクト

大阪府東大阪市角田2-1-36

TEL 072-967-3515

FAX 072-967-3519

URL http://www.atect.co.jp/

E-mail biosales@atect.co.jp