


ストマッカー用袋

ご使用方法

1. 検体を秤量します




2. 希釈水と検体をストマッカー用袋に入れて混ぜます



※フィルター付ストマッカー用袋の場合

サンプルを処理した後、
切り口を開けて
検液を採集します



特長

- ◆ フィルター付ストマッカー用袋には切り口が付いているので、容易に開封できます。
- ◆ チャック袋で保管できますので、必要な枚数だけお使いいただけます。
- ◆ フィルター付ストマッカー用袋(小)は検体投入口に書き込みができます。

製品仕様

品名	ストマッカー用袋(大)	ストマッカー用袋(小)	フィルター付 ストマッカー用袋(小)	フィルター付 ストマッカー用袋(大)
切り口	無し		有り	
品番	061-11200	061-11300	061-21013	061-21001
サイズ	30cm×19cm	15cm×11cm	12cm×18cm	30cm×19cm 厚み0.065mm
入数	1000枚/箱 (20枚包装×50袋)		500枚/箱 (5枚包装×100袋)	500枚/箱 (20枚包装×25袋)
材質	ナイロン/ポリエチレン			
滅菌方法	ガンマ線滅菌			
価格	お問い合わせください			
送料	弊社負担			

* 少数での販売も行っております。詳しくはお問合せください。

* サンプルをご用意しております。お申しつけください。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリどうぞ

0120-82-4929

アテクト 検査

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275-1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-3535

URL <https://www.atect.co.jp/>

E-mail biosales@atect.co.jp