

## Product Information



全てのお客様のために  
直販のブランド **Full-Steri**

# サンプリング用・保存食用 滅菌検食袋

～滅菌されたチャック式の袋です～

Dタイプ



(12cm × 8.5cm)



1回分の検体でピタッ  
小スペースで保存も楽!!

Hタイプ


(24cm × 17cm)



実績No.1  
お手頃なサイズ!!

Jタイプ

(34cm × 24cm)



さらに大きい検体の  
保存に便利です!!

※このような使用方法もできます。

## 特長

### 検食とは

- 原材料および調理済み食品を食品ごとに約50g程度ずつ清潔なポリエチレン袋（容器）に入れ密封し、-20℃以下で2週間以上保存すること。さらに、原材料は、特に洗浄・滅菌等を行わず、購入した状態で保存することと厚生労働省により規定されています。

### ここがPoint!!

- ガンマ線滅菌された袋ですので検食毎の殺菌・消毒の手間がいらす、また小スペースでの保存が出来ます。

★色付などご要望に応じてお作りします。

### 製品仕様

品番：061-21201  
品名：滅菌検食袋Dタイプ  
サイズ：深さ12cm×幅8.5cm  
入数：2,000枚（100枚×20袋）  
価格：お問合せください

品番：061-21202  
品名：滅菌検食袋Hタイプ  
サイズ：深さ24cm×幅17cm  
入数：1,000枚（100枚×10袋）  
価格：お問合せください

品番：061-21203  
品名：滅菌検食袋Jタイプ  
サイズ：深さ34cm×幅24cm  
入数：700枚（100枚×7袋）  
価格：お問合せください

### ▼共通仕様

材質：ポリエチレン  
滅菌：ガンマ線滅菌済み  
送料：弊社負担

\*お試し用サンプルをご用意しております。ご用命下さい\*

## 株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町3275番地1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp>

E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)

全てのお客様のために  
直販のブランド **Full-Steri**

ご発注は、フリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

**0120-82-4929**

アテクト 検査

検索