


アルティメディア CTSMAC寒天培地

製品コード 3201054-13941IKK

CTSMAC組成

組成(精製水1ℓあたり)

ペプトン	20.0g
ソルビトール	10.0g
胆汁酸塩混合物	1.5g
塩化ナトリウム	10.0g
クリスタルバイオレット	0.001g
ニュートラルレッド	0.025g
抗生物質	2.25mg
寒天	15.0g
	pH7.1±0.2



包装

100枚

貯法

4℃～9℃

使用期限

3ヶ月

使用方法

CTSMAC 便などの臨床材料・食品など材料中の病原性大腸菌O157の分離培養

特徴

CTSMACは、O157類似する緑膿菌の発育を抑えることにより鑑別を容易にしております。