

Product Information

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

New

ロック式スタンプ培地


～環境検査を実施、検討している食品会社様へ～

簡易な方法




ロック式だから
絶対に落ちない
ので安心!

検体に軽く押し付けるだけで
微生物検査ができるので簡単ね♪




特

徴



包丁やまな板などの什器や作業台の微生物管理を行うために
使用されています。



- ◆ スライドロック式で絶対に**フタが落ちない仕様**
- ◆ 培地調整が不要で軽く押し付けるだけで簡単検査
- ◆ 通常シャーレよりコンパクトで収納スペースの節約
- ◆ 升目付きでコロニーカウントに便利

価格表

| 品番 | 培地名 | 用途 | 価格/30枚入り |
|------------|------------|-------------|--------------------|
| 053-11001R | 標準寒天 | 一般生菌用 | ¥6,000- @ ¥200- |
| 053-11002R | デソキシコレート寒天 | 大腸菌群用 | |
| 053-11007R | EZ2C寒天 | 大腸菌・大腸菌群検出用 | |

他の菌種用もごさいますのでお気軽にご相談下さい。

■ 製品仕様

| | |
|--------|------------------------------|
| 本体サイズ | 6.5cm(直径)× 1.5cm(高さ) |
| 梱包箱サイズ | 15cm(縦)×34cm(横) ×15cm(高さ) |
| 入数 | 30枚入 |
| 材質 | ポリスチレン |
| 滅菌 | オートクレーブ滅菌 |
| 送料 | 弊社負担 |
| 保存方法 | 冷蔵 4℃～8℃ |

※サンプルをご用意しております。お申しつけ下さい。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

アテクト ロック式スタンプ

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp