

滅菌済みディスポ・ピンセット

～滅菌いらず！！～

使用方法

- メンブレンフィルターを取る際にご使用いただけます

特徴

- 滅菌済みですので、使用前の洗浄、滅菌作業が不要
- 先端部分に滑り止め加工がされており、採取が容易
- 1本包装の使い捨てタイプですので、雑菌汚染リスクが低減



1本包装

■ 製品仕様

品番	061-33001
品名	滅菌済みディスポ・ピンセット
本体サイズ	7cm
梱包箱サイズ	幅 25.5cm × 奥行 18.5cm × 高さ 16cm
入数	100本(個包装)
材質	プリプロピレン
滅菌	EOG 滅菌
送料	弊社負担

サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jpご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

アテクト ピンセット

検索