

ディスポ試験管

～殺菌・洗浄作業不要で便利～

(滅菌済試験管の包装形態) 10 本入



(試験管立て)



こだわりの多機能試験管立て付きで、片手で作業が出来て大変便利です。1箱に1個お入れしております。

用途に合わせた4つのパターン

①滅菌済

希釈液の調製やサンプリングなど



様々な用途に使用可能

②滅菌済ダーム管入

BGLB、LB、EC培地などの調整
(乳業、食肉加工企業などダーム管を使用されるお客様へ)



ダーム管もプラスチック製でまとめて廃棄可能

③滅菌目盛り付

0.5ml単位の目盛りを使用



目盛りを目安に分注出来る便利

④滅菌無

pH測定や理化学試験に使用



試験管本体 40本×5袋

蓋 100個×2袋



洗浄不要で手間要らず

製品仕様

特徴

- ディスポタイプで、洗浄・殺菌作業が不要
- ダーム管入り、目盛り付、無滅菌ラインナップ
- 容量は 15ml
- 自立式 両手を使う作業時に便利

品番	3301012-18001	3301012-18002	3301012-18003	3301012-18004
種類	滅菌済	滅菌済ダーム管入	滅菌済目盛り付	滅菌無し
本体サイズ	口径1.8cm×高さ10.5cm			
梱包箱サイズ	幅36cm 奥行26cm 高さ13cm			
入数	150本入 (10本×15袋)			200本入 本体:40本×5袋 蓋:100個×2袋
材質	本体:ポリスチレン 蓋:ポリエチレン			
滅菌容量	電子線滅菌			滅菌無し
最大容量	最大容量 15ml			
価格	¥4,650-/箱 (@¥31-)	¥6,600-/箱 (@¥44-)	¥6,300-/箱 (@¥42-)	¥5,400-/箱 (@¥27-)
送料	2箱以下:600円 3箱以上:弊社負担			

サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>

E-mail biosales@atect.co.jp

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

アテクト 試験管

検索