

## A3 クラス準拠

## 精製水

～培地の調整、検体の希釈、化学分析など様々な活躍する高品質な精製水です～

## 特 徴

- 安価で高品質(1Lあたり 107.25 円)
- 逆浸透膜+イオン交換樹脂で精製しており、日本工業規格(JIS)のA3クラスに準拠
- 軟質ポリエチレン袋のワンウェイ容器がダンボール内に入っており、小さく潰して廃棄が可能
- 培地調整、検体・検液の希釈、ガラス器具の洗浄や、フォークリフト、自動車等のバッテリー補充液としてもご使用可能

## 注ぎ口コック装着例

※別売りです



## ■ 規格

項目	JIS 規格値	弊社精製水 測定値
電気伝導率(mS/m) (25°C)	0.1 以下	<1.0 ( $\mu$ S/cm)
有機体炭素(TOC) (mgC/L)	0.2 以下	50( $\mu$ g/L)
亜鉛( $\mu$ gZn/L)	0.1 以下	<0.1 ( $\mu$ g/L)
シリカ( $\mu$ gSiO <sub>2</sub> /L)	5 以下	<0.1 ( $\mu$ g/L)
塩化物イオン( $\mu$ gCl-/L)	1 以下	<0.05 ( $\mu$ g/L)
硫酸イオン( $\mu$ gSO <sub>4</sub> -2/L)	1 以下	<0.1 ( $\mu$ g/L)

## ■ 製品仕様

品 番	3301051-00001
品 名	精製水 A3
本体サイズ	30cm × 30cm × 30cm
容 量	20 リットル
価 格	¥2,145- 別途消費税 ※注ぎ口コックは別売りです 1 個¥170- 別途消費税
発 送 単 位	2 箱以上
送 料	弊社負担

全てのお客様のために  
直販のブランド

Full-Steri

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ  
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

アテクト 精製水

検索