

# ディスポ試験管

～殺菌・洗浄作業不要で便利～

(滅菌済試験管の包装形態) 10本入

用途に合わせた4つのパターン



(試験管立て)



こだわりの多機能試験管立て付きで、片手で作業が出来て大変便利です。1箱に1個お入れしております。

①滅菌済  
希釈液の調製や  
サンプリングなど



様々な用途に使用可能

自立  
します！

②滅菌済ダーム管入  
BGLB、LB、EC培地  
などの調整  
(乳業、食肉加工企業など  
ダーム管を使用される  
お客様へ)



ダーム管もプラスチック製で  
まとめて廃棄可能

③滅菌目盛り付  
0.5ml単位を目盛りを使用



目盛りを目安に  
分注出来る便利

④滅菌無  
pH測定や  
理化学試験に使用



試験管本体 40本×5袋

蓋 100個×2袋



洗浄不要で手間要らず

製品仕様

特徴

■ディスポタイプで、滅菌済製品は洗浄・殺菌作業が不要です



■容量は 15ml

■自立式 両手を使う作業時に便利

品番	3301012 -18001	3301012 -18002	3301012 -18003	3301012 -18004
種類	滅菌済	滅菌済 ダーム管入	滅菌済 目盛り付	滅菌無し
本体サイズ	口径1.8cm×高さ10.5cm			
梱包箱サイズ	幅36cm 奥行26cm 高さ13cm			
入数	150本入 (10本×15袋)			200本入 本体:40本×5袋 蓋:100個×2袋
材質	本体:ポリプロピレン 蓋:ポリエチレン			
滅菌容量	電子線滅菌			滅菌無し
価格	¥5,250-/箱 (@35-)	¥7,350-/箱 (@49-)	¥7,050-/箱 (@47-)	¥6,000-/箱 (@30-)
送料	2箱以下:600円 3箱以上:弊社負担			

サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために  
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ  
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <https://www.atect.co.jp/>

E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)



アテクト 試験管

検索