

# サンプリング用・保存食用 滅菌検査袋

～滅菌されたチャック式の袋です～

<b>Dタイプ</b> (12 cm × 8.5 cm)				1回分の検体でピツ々!! 小スペースで保存も楽!!
<b>Fタイプ</b> (17 cm × 12 cm)	<b>Hタイプ</b> (24 cm × 17 cm)			NEWラインナップ! 実績No. 1 お手頃なサイズ!!
<b>Jタイプ</b> (34 cm × 24 cm)			さらに大きい検体の 保存に便利です!!	

※このような使用方法もできます

● 製品仕様

品番	061-21201	061-21202	061-21203	061-21204
品名	滅菌検査袋 Dタイプ	滅菌検査袋 Hタイプ	滅菌検査袋 Jタイプ	滅菌検査袋 Fタイプ
サイズ	深さ 12 × 幅 8.5	深さ 24 × 幅 17	深さ 34 × 幅 24	深さ 17cm × 幅 12cm
入数	2000 枚 (100 枚 × 20 袋)	1000 枚 (100 枚 × 10 袋)	700 枚 (100 枚 × 7 袋)	1000 枚 (100 枚 × 10 袋)
価格	¥ 16, 000- (@8-) 別途消費税	¥ 16, 000- (@16-) 別途消費税	¥ 21, 000- (@30-) 別途消費税	¥ 16, 000- (@16-) 別途消費税
材質	ポリエチレン			
滅菌	ガンマ線滅菌			
送料	弊社負担			

◆ 検査とは

原材料および調理済み食品を食品ごとに約50g程度ずつ清潔なポリエチレン袋(容器)に入れ密封し、-20℃以下で2週間以上保存すること。  
さらに原材料は、特に洗浄・滅菌等を行わず、購入した状態で保存することと厚生労働省により規定されています。

◆ ここがPoint!!

ガンマ線滅菌された袋ですので検査毎の殺菌・消毒の手間がいらす、また小スペースでの保存が出来ます。

\* サンプルをご用意しております。お申し付け下さい

全てのお客様のために  
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 検索

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275-1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <https://www.atect.co.jp/>

E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)