

ディスポ試験管

～殺菌・洗浄作業不要で便利～

(滅菌済試験管の包装形態) 10 本入



(試験管立て)



こだわりの多機能試験管立て付きで、
片手で作業が出来て大変便利です。
1箱に1個お入れしております。

用途に合わせた4つのパターン

①滅菌済

希釈液の調製や
サンプリングなど



様々な用途に使用可能

②滅菌済ダークラム管入

BGLB、LB、EC培地
などの調整
(乳業、食肉加工企業など
ダークラム管を使用される
お客様へ)



ダークラム管もプラスチック製で
まとめて廃棄可能

③滅菌目盛り付

0.5ml単位を目盛りを使用



目盛りを目安に
分注出来て便利

④滅菌無

pH測定や
理化学試験に使用

試験管本体 40本×5袋



蓋 100個×2袋



洗浄不要で手間要らず

製品仕様

特 徴

■ディスポタイプで、滅菌済製品は洗浄・殺菌作業が不要です



■容量は 15ml

■自立式 両手を使う作業時に便利

品 番	3301012 -18001	3301012 -18002	3301012 -18003	3301012 -18004
種 類	滅菌済	滅菌済 ダークラム管入	滅菌済 目盛り付	滅菌無し
本 体 サ イ イ ズ	口径1.8cm×高さ10.5cm			
梱 包 サ イ イ ズ	幅36cm 奥行26cm 高さ13cm			
入 数	150本入 (10本×15袋)			200本入 本体:40本×5袋 蓋:100個×2袋
材 質	本体:ポリプロピレン 蓋:ポリエチレン			
滅 菌	電子線滅菌			滅菌無し
容 量	最大容量 15ml			
価 格	お問い合わせ下さい	お問い合わせ下さい	お問い合わせ下さい	お問い合わせ下さい
送 料	2箱以下:600円 3箱以上:弊社負担			

サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

アテクト 試験管

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <https://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp