

ディスポ試験管

～殺菌・洗浄作業不要で便利～

用途に合わせた4つのパターン

(滅菌済試験管の包装形態) 10本入



①滅菌済

希釈液の調製や
サンプリングなど

様々な用途に使用可能

②滅菌済ダークラム管入

BGLB、LB、EC培地
などの調整
(乳業、食肉加工企業など
ダークラム管を使用される
お客様へ)ダークラム管もプラスチック製で
まとめて廃棄可能

③滅菌目盛り付

0.5ml単位を目盛りを使用

目盛りを目安に
分注出来る便利

④滅菌無

pH測定や
理化学試験に使用

試験管本体 40本×5袋



蓋 100個×2袋



洗浄不要で手間要らず

特 徴

■ディスポタイプで、滅菌済製品は洗浄・殺菌作業が不要です



■容量は 15ml

■自立式 両手を使う作業時に便利

■ 製品仕様

品 番	3301012 -18001	3301012 -18002	3301012 -18003	3301012 -18004
種 類	滅菌済	滅菌済 ダークラム管入	滅菌済 目盛り付	滅菌無し
本 体 サ イ ズ	口径1.8cm×高さ10.5cm			
梱 包 サ イ ズ	幅36cm 奥行26cm 高さ13cm			
入 数	150本入 (10本×15袋)			200本入 本体:40本×5袋 蓋:100個×2袋
材 質	本体:ポリプロピレン 蓋:ポリエチレン			
滅 菌	電子線滅菌			滅菌無し
容 量	最大容量 15ml			
価 格	お問い合わせ下さい			
送 料	2箱以下:600円 3箱以上:弊社負担			

サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <https://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jpご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

アテクト 試験管

検索